

使用说明

设备 / 型号名称:	度数	B.C	DIA	厚度
日戴型无菌软性隐形眼镜，可重复使用。	+20.00	8.3~9.0	14.0	0.07
	D ~		~	
	-20.00	mm	15.0	0.34
	D	mm	mm	mm

具体产品规格请参阅包装标签

内容物: 浸泡于等渗盐水溶液中的日戴型软性隐形眼镜

适应症: 近视、远视

预期用途

矫正镜片用于日常佩戴，以矫正无眼部疾病人群的近视和远视视力

预期适用人群: 所有需要视力矫正的患者。适用年龄为10至70岁。性别、体重及种族均不影响适用性

更换周期: 请参阅包装标签

预期使用者: 普通使用者（需要视力矫正的非专业人士）

预期使用环境: 本产品为软性隐形眼镜，设计用于佩戴于人眼角膜表面以进行视力矫正。初次验配及使用指导应由眼科专业人员在临床环境中完成；日常的佩戴、摘取、清洁、保存及丢弃由使用者在非临床环境（如家庭、工作场所或学校）中进行，并在正常环境条件下使用（室温、一般室内外光照及湿度）。使用者必须遵循制造商提供的特定产品使用说明（IFU）

注意事项

1) 凡与本器械相关发生的任何严重事件，应报告给制造商及主管当局

注意事项

- 请遵循眼科专业人员的指导，包括每日隐形眼镜佩戴时长、复诊安排及紧急处理程序。
- 隐形眼镜在接触有害蒸汽（如化学或危险物质）或可能对眼睛造成影响的危险环境后，应立即摘除。
- 隐形眼镜直接接触非无菌水（如自来水、按摩浴池水、游泳或参与水上运动）会增加微生物感染的风险。
- 在处理隐形眼镜及镜盒时使用非无菌水（如自来水）会增加严重微生物感染的风险。
- 未经眼科专业人员咨询，不得更换镜片类型或参数。
- 若泡罩包装受损或密封破裂，请勿使用。
- 如佩戴隐形眼镜出现不良反应，应立即取下镜片，并在恢复使用前咨询眼科专业人员。
- 无晶状体患者在确认眼部完全愈合之前不得配戴隐形眼镜。
- 不同护理液不一定可以混用，且并非所有护理液都适用于所有镜片，仅使用推荐的护理液。
- 切勿使用仅适用于传统硬性隐形眼镜的护理液。
- 化学消毒液不得与热消毒同时使用，除非产品标签明确标示可同时适用于热消毒和化学消毒。
- 若镜片粘附（停止移动或无法取下），应指导患者在眼内直接滴入2至3滴推荐的润滑液或湿润液，并等待镜片恢复自由移动后再取出。如超过5分钟仍无法移动，应立即咨询眼科专业人员。
- 取戴镜片前必须洗手并冲洗干净。避免化妆品、乳液、肥皂、面霜、除臭剂或喷雾进入眼睛或接触镜片。建议先佩戴隐形眼镜，再进行化妆。水性化妆品比油性产品更不易损坏镜片。
- 在手部未清洁的情况下，不得用手指或手直接接触镜片，以免造成微小划痕，导致视力扭曲或眼部损伤。
- 请严格遵循隐形眼镜患者说明书及眼科专业人员所指导的佩戴、摘取、清洁、消毒及保存方法。
- 不得超过眼科专业人员建议的佩戴周期。
- 佩戴镜片时如使用喷雾类产品（如发胶），应保持谨慎，并在喷雾稳定前闭眼。
- 操作镜片时应小心，避免掉落。
- 进行体育活动时是否佩戴隐形眼镜，应咨询眼科专业人员。
- 应告知医生（医疗专业人员）您为隐形眼镜佩戴者。
- 除非特别注明可用于此用途，否则不得使用镊子或其他工具从镜盒中取出镜片，应将镜片倒入手中。
- 避免用指甲接触镜片。
- 佩戴可改变眼睛颜色的镜片时，可能在低光环境下出现因镜片颜色导致的短暂视力差异。如佩戴期间该情况持续，应咨询眼科专业人员。
- 不得在未咨询眼科专业人员的情况下更换隐形眼镜护理系统。
- 不得与他人共用隐形眼镜。
- 睡觉前必须取下镜片。
- 当双眼度数不同，应注意避免左右镜片混淆。
- 如镜片出现不适、视力模糊或损坏迹象（如划痕、破损），应及时更换。
- 不得将镜片冲入马桶或水槽，应作为普通垃圾处理。
- 在眼科专业人员或家长监督下，儿童及老年人均可安全佩戴隐形眼镜。

副作用

应告知患者可能出现以下问题：

- 眼睛刺痛、灼烧或瘙痒（刺激感），或其他眼部疼痛。
- 舒适度较初次佩戴时下降。
- 感觉眼内有异物或划伤感。
- 眼睛过度流泪。
- 异常眼部分泌物。
- 眼睛发红。
- 视力清晰度下降（视力减退）。
- 视物模糊、出现彩虹光或光晕。
- 畏光（对光敏感）。
- 眼睛干涩。

警告

- 着色隐形眼镜在低光环境下可能会降低视物清晰度。
- 睡眠时佩戴隐形眼镜会增加感染风险，并可能导致永久性视力损伤。

禁忌症

在出现以下任何情况时，请勿使用隐形眼镜：

- 眼前房急性或亚急性炎症或感染。
- 任何影响角膜、结膜或眼睑的眼部疾病、损伤或异常。
- 泪液分泌不足（干眼症）。
- 角膜感觉减退（角膜知觉下降），非无晶状体患者。
- 任何可能影响眼睛或因佩戴隐形眼镜而加重的全身性疾病。
- 眼表或附属器的过敏反应，可能因佩戴隐形眼镜或使用护理液而诱发或加重。
- 对隐形眼镜护理液中任何成分（如汞或硫柳汞）过敏。
- 任何活动性角膜感染（细菌性、真菌性或病毒性）。
- 眼睛出现发红或刺激症状。
- 患者无法遵循镜片护理程序，或无法获得协助完成相关护理。

将镜片戴入眼内

- 在佩戴前，用多功能护理液冲洗隐形眼镜。
- 将一片镜片放在食指指尖，确保镜片呈碗状；如不是，请将镜片翻转至正确方向。
- 用左手一根手指从上方拉住上眼睑。
- 用右手手指轻轻下拉下眼睑，将镜片小心放置在角膜中央。
- 缓慢放开上眼睑，向下看，并轻轻闭上眼睛。
- 另一只眼按相同步骤操作。

从眼中取下镜片

- 在取下镜片前，可使用润滑或再湿润滴眼液。
- 每只眼滴入一至两滴，可使镜片湿润，更易取下。
- 向上看，同时用手指拉下下眼睑，用食指和拇指轻轻将镜片向下移动。捏住镜片边缘，将其从眼中取出。
- 另一只眼按相同步骤操作。

消毒

- 每次从眼中取下镜片后，在佩戴前务必使用眼科专业人员建议的隐形眼镜护理液冲洗镜片。
- 佩戴后，将镜片存放于装有新鲜护理液的镜盒中，并保持镜盒清洁。
- 如不常佩戴镜片，应每周更换一次镜盒中的护理液为新鲜护理液。
- 为去除蛋白质沉淀，应每周至少进行一次蛋白质清除，可使用蛋白质清除剂或具有完整去蛋白功能的专用浸泡护理液。

清洗

- 将镜片放在手掌中。
- 滴入1至2滴专用清洗液。
- 轻轻交替揉搓镜片的两面。
- 用生理盐水彻底冲洗干净。

与本器械配合使用的其他产品清单

- 镜片护理液（隐形眼镜护理产品）
- 含聚己亚甲基双胍（PHMB）的护理液
 - 产品名称: Renew Fresh
 - 制造商: Bausch & Lomb Incorporated
 - 以过氧化氢为基础的护理液
 - 产品名称: Aosep + (过氧化氢)
 - 制造商: Alcon Research, Ltd.

制造商及欧盟授权代表

DreamCon Co., Ltd.
#8, 10, Yeongdong 2-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Korea
Tel:+82(55)381-0300 Fax:+82(55)366-0211

AR Experts B.V.
209 Boeingavenue, 1119 PD Schiphol-Rijk, The Netherlands

符号说明

- | | | | |
|--|--------------------|--|----------|
| | 制造商 | | 欧洲授权代表 |
| | 生产日期 | | 使用期限 |
| | 批号 | | 采用蒸汽灭菌 |
| | 请参阅使用说明 | | 单一无菌屏障系统 |
| | 医疗器械 | | 唯一器械标识 |
| | 包装破损请勿使用，并请参阅使用说明。 | | 避免阳光直射 |
| | 保持干燥，避免淋雨。 | | 基弧 |
| | 球镜度数 / 标示后顶焦度 | | 总直径 |
| | 进口商 | | |